

뉴크린웰 비말마스크 *New* 런칭

일상생활에서 비말을 통한 감염을 예방하기 위한 목적으로 사용하는
식약처 허가 의약외품 마스크

CLEAN WELL

식약처 허가 의약외품



KF-AD

뉴크린웰 비말마스크

NewCleanwell Anti-Droplet Mask

| 화이트 | 소형 | 20매 |

for
KIDS



NewCleanwell Anti-Droplet mask 뉴크린웰 비말마스크

미세한 비말을 차단시켜 감염 예방효과가 있으며,
 더운날씨에도 착용 할 수 있는 가볍고 통기성을 갖춘
 일상생활용 의약외품 비말차단용 마스크입니다.



3D 입체 구조



편안한 호흡



비말감염예방



편안한 이어밴드



뛰어난 밀착성

의약외품 마스크 종류

보건용 마스크	수술용 마스크	비말차단용 마스크
KF99 KF94 KF80	KF80	KF-AD
입자성 유해물질이나 감염원으로 부터 호흡기 보호	진료, 치료, 수술 시 감염예방 목적으로 사용	일상 생활에서 비말감염을 예방
호흡기 증상이 있거나 의료기관을 방문할때, 접촉 감염 위험이 높은 직업군 종사자 사용	의료 종사자 사용	여름철 가볍고 통기성이 높아 일상생활에 사용하기 적합함

일반 덴탈 마스크, 공산품 일회용 마스크와 다릅니다!
**식품의약품안전처 허가 의약외품 마스크인지
 구매 시 꼭 확인하세요!**

비말 차단용
마스크
KF-AD

먼지차단 능력(KF기준 55~80%)
 비말 차단 성능을 갖춘 일상생활에서 사용하는
 식약처 허가 의약외품 마스크 입니다!
 검증받지 않은 제품은 비말 차단에 대한 효능효과를
 표시할 수 없으니 구매시 의약외품인지 꼭 확인하세요!

뉴크린웰 비말마스크를 선택해야 하는 이유!

- ✓ 식약처 인증 의약외품 허가 제품으로 안전합니다.
- ✓ 3D 입체구조로 편안하게 호흡하실 수 있습니다.
- ✓ 3단 접이식 디자인으로 휴대가 간편하며 착용감이 뛰어납니다.
- ✓ 편안한 이어밴드로 장시간 착용시에도 착용감이 뛰어납니다.
- ✓ 전문기관을 통해 안전성 테스트를 완료하여 신뢰할 수 있습니다.

POINT 1

들뜸 없이 밀착되어 차단력은 높이고, 호흡은 편안한 인체공학적 기능성 디자인




특허받은 인체공학적 3단 접이식 디자인으로 숨쉬기가 편안합니다.

기능성 코지지대와 고탄력 머리끈으로 들뜨지 않고 김이 서리지 않습니다.

저자극 원단을 사용하여 피부에 부드럽게 밀착됩니다.

POINT 2

폴리프로필렌 외피와 멜트블로운(MB)필터, 부직포 안감을 사용하여 만든 3중 구조로 미세먼지 및 병원균 강력 차단



POINT 3

식약처로부터 허가받은 인증된 안전성 보다 안전하고 위생적인 생산을 위한 크린웰의 노력

식약처 의약외품 허가 원료

제약회사	의약외품	제조판매	품목허가증
[] 의약품	[V] 의약외품	[V] 제조판매	[] 수입
입증	의약외품	유효기간	15년 / (구) [] 안전관리
제명명	뉴크린웰비말마스크(KF-AD)(대형, 중형, 소형)(흰색)	의약품분류	[] 일반 [] 특용 [] 신약
원료약품(원자재) 및 분량	별첨	의약품분류	비말차단용 마스크 (3200)
상상	별첨	의약품분류	통용명명
제조방법	별첨		
효능·효과	별첨		
용법·용량	별첨		
사용상의 주의사항	별첨		
포장단위	자사포장단위		
제장방법 및 사용(유통)기간	밀폐 용기, 실온(1~30°C)보관 제조일로부터 36개월		
기준 및 시험방법	별첨		
제조소	자사제조, (주)크린웰, 대한민국, 경기도 안성시 보개면 서동대로 5750-9 나들, 다		
허가조건		유효기간	

「약사법」 제31조·제42조 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제13조제1항·제20조제2항, 같은 규칙 제59조에 따라 위와 같이 허가합니다.

내수용 2020. 6. 18

경인지방식품의약품안전청장

뉴크린웰 비말 마스크 라인업

	대형 화이트 20매입 High 157mm ± 5mm High 104mm±2.5mm length 165mm±10%
	중형 화이트 20매입 High 145mm±5mm High 97mm±2.5mm length 165mm±10%
	소형 화이트 20매입 High 135mm±5mm High 91mm±2.5mm length 165mm±10%

뉴크린웰 비말 마스크 착용법



제품의 코편을 코에 맞게 구부리고 끈을 귀 뒤로 고정후 마스크를 펼쳐서 착용한다.

사용상 주의사항

- 세탁하여 사용하거나 재사용하지 마시기 바랍니다.
- 찌그러트리거나 모양을 변형시키지 마시기 바랍니다.
- 마스크 안쪽이 오염되면 사용하지 마시기 바랍니다.
- 수건, 휴지 등으로 호흡기를 감싼 채로 사용하지 마시기 바랍니다.
- 착용 후에는 마스크 겉면을 가능하면 만지지 마시기 바랍니다.
- 임신부, 호흡기·심혈관 질환자, 어린이, 노약자 등 마스크 착용으로 호흡이 불편한 경우 사용을 중지하고, 필요시 의사 등의 전문가와 상의하시기 바랍니다.

「약사법」에 따른 의약외품 표시사항

- 제품명 : 뉴크린웰 비말마스크 (KF-AD) 소형 흰색
- 매 수 : 20매 | 의약외품
- 제조원 상호 및 주소 : (주)크린웰 | 경기도 안성시 보개면 서동대로 5750-17 가동, 나동
- 저장방법 : 밀폐용기, 실온보관(1~30°C) | 제조번호 : 별도표기
- 효능효과 : 일상생활에서 비말감염을 예방
- 원료의 명칭 : 겹감(폴리프로필렌부직포(흰색), 필터(부직포), 안감(부직포), 폴리우레탄/나일론끈(고정용), 코편(폴리프로필렌피복철사)
- 마스크의 종류 : 비말차단용마스크(KF-AD) | 사용기한 : 별도표기 | 고객센터 ☎ 031-674-1982